



Ravello

Komfortable und sichere Transportstühle

Ravello

Die Stuhlserie für einen sicheren Transfer

Wenn Patienten oder Bewohner sich nicht selbstständig fortbewegen können, ist der Wechsel in ein anderes Zimmer oft eine Herausforderung. Benötigt wird ein Transportstuhl, der pflegebedürftigen Menschen hohe Sicherheit und Komfort bietet und sich vom Personal ohne Anstrengung fahren lässt. Eine wohnliche Optik trägt dazu bei, die Würde der Patienten und Bewohner zu bewahren. All diese Anforderungen erfüllen die Transportstühle der Ravello-Serie vorbildlich. Durch ihre Modell-Vielfalt und praktisches Zubehör passen sie sich individuellen Wünschen an.

ENTSCHEIDEND BESSER Modell-Fakten

- absenkbare Armlehnen für eine komfortable Sitzhaltung
- optionale Seitenstützen geben zusätzlichen Halt
- serienmäßige Kopfstütze bietet mehr Sicherheit
- verdeckte Versorgungselemente auf der Rückseite des Stuhls
- kann mit einfach aufzusteckendem Tisch ausgestattet werden (Zubehör)



Ravello cura

- Unterschenkellehne und fest installierte Fußstütze heben sich beim Verstellen der Rückenlehne mit an



Ravello sano

- 2 Lenkrollen
- einschiebbare Fußstütze für einfacheren Zugang



Ravello sano-s

- 4 Lenkrollen
- separat befestigte Fußstütze lässt sich für einen leichteren Zugang einschieben



Ravello plus-s

- Sitzfläche mit einer Hebelmechanik zwischen 51 und 80 cm verstellbar



▲ Die längenverstellbare Fußstütze schwingt beim Einstellen der Liegeposition mit und bietet so dem Nutzer sicheren Halt an den Füßen.

Ravello cure

Sicherer Halt

Wenn der Bewohner oder Patient im Liegen transportiert werden muss, lässt sich die Rückenlehne des Ravello cure mühelos um 43° nach hinten neigen. Diese Modell-Variante besitzt vorn große stabile Scheibenräder und hinten bremsbare Lenkrollen. Dadurch lässt sich der Stuhl mühelos steuern.



Werden Ravello sano und sano-s in die Liegeposition geschwenkt, bewegt sich nur die Unterschenkellehne mit.

ENTSCHEIDEND BESSER Der s-Faktor

Das „s“ bei den Modellen Ravello sano-s und Ravello plus-s steht für „Simple Move“ – einfache Bewegung. Diese Modelle haben 4 bewegliche Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm bzw. 150 mm. Die Stühle lassen sich dadurch besonders mühelos lenken und selbst auf engstem Raum ohne Zusammenstöße manövrieren. Das schützt Patienten oder Bewohner und bewahrt Stühle und Zimmereinrichtung vor Schäden.



Die Sitzhöhe lässt sich mithilfe einer einfachen beidseitigen Hebelmechanik zwischen 51 und 80 cm verstellen.

Ravello sano und sano-s Leichter Ein- und Ausstieg

Der Ravello sano unterscheidet sich von der Modell-Variante curo durch die separate Befestigung der Fußstütze. Der Vorteil dieser Konstruktion ist der noch freiere Zugang zur Sitzfläche, der vor allem Menschen mit Gehbehinderungen zugutekommt. Wenn der Patient oder Bewohner sich setzen oder aufstehen möchte, lässt

sich die Fußstütze einfahren. So kann der Pflegebedürftige direkt an die Sitzfläche herantreten und hat beim Aufstehen sofort festen Boden unter den Füßen. Dieses Modell ist als Variante sano mit 2 Lenkrollen und als sano-s mit 4 Lenkrollen wählbar.

Die Fußstütze ist als eigenständiges Element unter dem Stuhl angebracht.



- ▼ Mithilfe einer einfachen Mechanik lässt sich die Fußstütze vollständig ein- und ausziehen.



Ravello plus-s Für die anspruchsvolle Pflege

Wenn es Bewohnern oder Patienten Mühe bereitet, sich länger als einen Augenblick auf den Beinen zu halten, geraten auch die Pflegekräfte schnell an körperliche Grenzen. Der Ravello plus-s hilft in dieser Situation auf jede erdenkliche Weise. Dank der Höhenver-

stellbarkeit und möglichen Neigung der Sitzfläche kommt der Stuhl dem Pflegebedürftigen in jeder Position entgegen und erleichtert den Ein- und Ausstieg erheblich. Der Nutzer spürt die Fläche beim Hinsetzen sofort und hat nicht das Gefühl, den Halt zu verlieren.

- ▼ Um das Aufstehen und Hinsetzen zu erleichtern, kann die Sitzfläche nach vorn geneigt werden.



- ▼ Verstellbare Armlehnen und eine wegklappbare Fußstütze sorgen für einen ungehinderten Zugang.



- ▼ Die 4 Lenkrollen sind besonders groß und ermöglichen ein leichtes Manövrieren.





▲ Das optionale Serviertablett lässt sich einfach auf die Armlehnen aufstecken.



▲ Die absenkbaren Armlehnen ermöglichen einen ungehinderten Zugang von vorn und von der Seite.



▲ Benötigt der Nutzer im Sitzen zusätzlichen Halt, steht eine kopffixierende Stütze zur Auswahl.



▲ Für Drainagebeutel gibt es eine optionale Halterung.



▲ Infusionsständer lassen sich beidseitig in serienmäßige Hülsen einstecken.

Ausstattung und Optionen

Sinnvolle Ergänzungen

Eine reichhaltige Standardausführung und innovatives Zubehör verwandeln den Ravello in einen Transportstuhl, in dem man gern Zeit verbringt, z. B. um zu essen. Zudem können medizinische Hilfsmittel sicher und diskret am Ravello befestigt werden. Alle Modell-Varianten sind in einem strahlenden Blau (Cobalt) lieferbar. Die Polsterung ist gegenüber Standard-Desinfektionsmitteln im Krankenhaus unempfindlich (Konzentration nach BGHM-Liste).



▲ Die optionalen Seitenstützen fördern eine aufrechte Sitzposition.

Technische Daten

Ravello	curo	sano	sano-s	plus-s
Maße und Gewichte				
Gesamtbreite	ca. 68 cm	ca. 68 cm	ca. 68 cm	ca. 73 cm
Gesamthöhe	ca. 126 cm	ca. 126 cm	ca. 126 cm	ca. 126 cm
Gesamttiefe	ca. 103 cm	ca. 103 cm	ca. 103 cm	ca. 109 cm
Sitzfläche	ca. 52 x 52 cm	ca. 52 x 52 cm	ca. 52 x 52 cm	ca. 50 x 48 cm
Sichere Arbeitslast	200 kg (statisch), 135 kg (dynamisch)			
Laufrollen				
Lenkrollen Ø 125 mm, hinten bremsbar	✓	✓	✓	-
Lenkrollen Ø 125 mm, vorne bremsbar	-	-	✓	-
Lenkrollen umlaufend Ø 150 mm bremsbar	-	-	-	✓
Vordere Scheibenräder Ø 200 mm	✓	✓	-	-
Verstellbereiche				
Neigbare Rückenlehne	43°	43°	43°	30°
Absenkbare Armlehne	✓	✓	✓	✓
Fußstütze mitgeführt	✓	-	-	-
Fußstütze einschiebbar	-	✓	✓	-
Fußstütze hochklappbar	-	-	-	✓
Höhenverstellung und Neigung Sitzteil	-	-	-	✓
Weitere Ausstattungen				
Infusionshülsen beidseitig	✓	✓	✓	✓
Aufsteckbarer Tisch	o	o	o	o
Seitenstützen	o	o	o	o
Kopfstütze	o	o	o	o
Drainagebeutelhalter	o	o	o	o
Farbe				
Bezugsstofffarbe Cobalt	✓	✓	✓	✓



Stoff



STIEGELMEYERGROUP



Solutions for people who care

Die Stieglmeyer-Gruppe ist Deutschlands führender Hersteller von medizinischen Betten für Krankenhäuser, Pflegeheime und die Pflege zuhause. Mit modernen Nachttischen, Möbeln und digitalen Assistenzsystemen ist sie zugleich ein innovativer Anbieter ganzheitlicher Lösungen. Das familiengeführte Unternehmen entwickelt erfolgreich Angebote für die internationalen Märkte in mehr als 100 Ländern.

Unsere Stärken:

- Produktentwicklung an unserem Hauptsitz Herford in Deutschland – Produktion in vier modernen Werken in Deutschland und Polen
- Fabrik in China für den chinesischen Markt
- Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in zahlreichen Ländern
- erstklassiger Service mit zuverlässiger Ersatzteilversorgung
- Schulungen und Prozessoptimierung für unsere Kunden
- nachhaltiges Handeln mit hohem gesellschaftlichem Engagement

Unsere Expertise

- Krankenhaus
- Pflegeheim
- Pflege zuhause
- Komfortbetten
- Objektmöbel
- Service

Unsere Werte

- Erfahren
- Menschlich
- Verlässlich
- Lösungsorientiert
- Aufgeschlossen
- Selbstbewusst

1.000
MITARBEITER
WELTWEIT

11
STANDORTE
in Deutschland, Polen,
den Niederlanden, Belgien,
Frankreich, Finnland,
Südafrika und China

Maßgeschneiderte
ANGEBOTE
für alle
MÄRKTE

MEHR ALS
100.000
produzierte
Betten
pro Jahr

Internationale
ZERTIFI-
ZIERUNG

BIS ZU
15 JAHRE
Ersatzteillieferungen

VERTRIEB
in über
100
Ländern

DEUTSCHE
INGENIEURSKUNST

Unsere Marken





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185-0
Fax +49 (0) 5221 185-100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com