


## Handicare: 130 Jahre Erfahrung in Lifttechnik

Handicare steht seit über 130 Jahren für Qualität! Davon konnten sich bereits über 700.000 zufriedene Kunden überzeugen.

Handicare ist zertifiziert nach ISO 9001: 2015 und alle Produkte wurden durch weltweite unabhängige Institutionen geprüft und abgenommen wie TNO und dem Liftinstitut.

Handicare ist weltweit mit Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Italien, Norwegen, China und den USA vertreten. Die Marke Handicare, steht für Qualität, Innovation und Service.

Ihr regionaler Handicare-Fachhändler vor Ort:



📍 Handicare Accessibility GmbH  
Hausberger Straße 16  
32457 Porta Westfalica

✉ info@handicare.de

🌐 www.handicare-treppenlifte.de

Bitte beachten Sie, dass Abweichungen von den hier dargestellten Farben möglich sind. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen erstellt, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Änderungen vorbehalten.



# Handicare 1100

## Sicher, schlank und elegant



# NEU!

"Ich verdanke es meinem Treppenlift, dass ich unabhängig in meinem geliebten Zuhause wohnen kann."

### Sicher: Stabil & verlässlich

Der robuste 1100 wird von der patentierten Allradtechnologie von Handicare, mit vier leisen und zuverlässigen Motoren angetrieben. Der Aufzug ist vollständig nach der internationalen Treppenlift-Sicherheitsnorm EN 81-40 zertifiziert und auf einen jahrelangen, täglichen und sorgenfreien Gebrauch ausgelegt. Dank der fortlaufenden Ladefunktion können Sie den Sitz an einer beliebigen Stelle auf der Schiene abstellen: Die Batterien sind immer geladen und stets einsatzbereit.



### Schlank: Stilvolles und kompaktes Design

Der Handicare 1100 ist ultraschlank, kompakt und kann nahe an der Wand montiert werden. So bleibt auf der Treppe viel Platz, damit andere Treppennutzer die Treppe sicher besteigen können. Er verfügt über die schmalste Treppenschiene für gerade Treppen, die auf dem Markt erhältlich ist! Um noch mehr Platz zu sparen, können der Treppenliftsitz, die Fußstütze und die Armlehnen hochgeklappt werden, wenn der Treppenlift nicht benutzt wird.

Der Sitz kann auf der obersten Etage dank seiner exzentrischen Drehfunktion herausgeschwenkt werden, sodass Sie einfach und sicher ein- und aussteigen können. Darüber hinaus ist der 1100 serienmäßig mit Sicherheitssensoren ausgestattet, die den Treppenlift anhalten, wenn er auf ein Hindernis trifft.



### Handicare 1100: Der schlankste gerade Treppenlift

Mit Stolz stellt Handicare den einzigartigen Treppenlift Handicare 1100 vor, bei dessen Entwicklung wir unsere 130-jährige Erfahrung zum Einsatz gebracht haben. Die stabile und dennoch superflache Schiene des 1100 ist die schmalste auf dem Markt. Dadurch nimmt sie weniger Raum auf Ihrer Treppe ein, als jedes andere gerade Treppenliftsystem.

Mit seinem kompakten Design fügt sich der 1100 gut in Ihr Interieur ein und dank seiner schmiermittelfreien Schiene ist es ein Kinderspiel, ihn sauber zu halten.

### Elegant: Sauber und ordentlich

Aufgrund der patentierten Technologie benötigt der Handicare 1100 keine Zahnstange. Das bedeutet, dass im Gegensatz zu anderen Treppenliften kein Fett oder Öl auf der Schiene vorhanden ist, welches Staub und Schmutz aufnimmt. So lässt sich die Schiene leicht reinigen und kann problemlos berührt werden. Ihr Treppenhaus bleibt blitzsauber und ordentlich!

